

Nové trenažéry očkování

Nacvičujte správnou techniku očkování injekční stříkačkou.

Trenažér očkování intramuskulární injekcí

obj. kód 4104.SPEC162

Tento trenažér očkování umožňuje rychlý a efektivní nácvik podání vakcíny intramuskulární cestou. Je dodáván jako sada po 10 a umožňuje hromadný nácvik v jakémkoliv nácvikovém prostředí. Trenažér se vyznačuje realistickými a snadno rozpoznatelnými tkáňovými vrstvami, které znázorňují kožní, tukovou a svalovou vrstvu.

Díky citelným anatomickým vrstvám je tento trenažér ideální pomůckou pro výuku správného zavedení jehly a to jak pro začátečníky, tak pro osoby s většími klinickými dovednostmi.



Přehled vlastností

Umožňuje nácvik intramuskulární injekce
Schopný pojmout vstříknutí tekutiny
Realistické anatomické vrstvy jsou snadno rozpoznatelné
Odolný materiál s dlouhou životností

Všestrannost

Jemná kůže na dotek
Realistické tkáňové vrstvy umožňují pocítit realistický odpor při zavádění jehly
Receptivní svalová vrstva umožňuje studentům rozpoznat, zda jehla nepronikla příliš daleko

Hygiena

Možné čištění jakýmikoliv standardně klinicky používanými produkty
Při čištění doporučujeme použít malé množství tekuté dezinfekce Milton

Bezpečnost



Když nacvičujete zavedení injekce, používejte pouze vodu
Po použití a před uskladněním produktu se ujistěte, že je řádně vysušený
Bez latexu

Anatomie

Kožní, tuková a svalová vrstva
Realistická elasticita kůže

Přehled získaných dovedností

Technika intramuskulární injekce a očkování
Správná práce s tkání
Umožňuje rozvést diskuzi ohledně velikosti jehly a sklonu při zavedení injekce



Váš distributor pro ČR a Slovensko

www.helago-cz.cz

Helago-CZ, s.r.o.
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 220 229
e-mail: info@helago-cz.cz

Nové trenažéry očkování

Nacvičujte správnou techniku očkování injekční stříkačkou.

Trenažér očkování intramuskulární a intradermální injekcí

obj. kód 4003.7130

Tento trenažér umožňuje procvičovat intramuskulární injekci do ramene standardním postupem jako při provádění očkování. Model lze použít jako trenažér očkování, ale také jako normální trenažér intramuskulární nebo subkutánní injekce. Trenažér lze připevnit na horní část paže.



Pro punkci slouží simulovaná a snadno hmatatelná anatomie ramene. Zadní část trenažéru je odolná proti propíchnutí, takže nehrozí nebezpečí poranění.

Injekci lze provést běžnými jehlami a stříkačkami, je možná i aplikace tekutiny do trenažéru.

Model lze demontovat, aby bylo možné po cvičení snadno odstranit kapalinu.

Díky novému realistickému materiálu nejsou vpichy viditelné, takže je možné provést mnoho stovek vpichů, než bude nutné trenažér vyměnit.

Vlastnosti produktu:

- Intramuskulární injekce
- Subkutánní injekce
- Aplikace kapaliny
- Anatomické orientační body
- Vysoce kvalitní materiál

Rozměry: 17,5 × 8,5 × 5,0 cm

Hmotnost: 300 g

