

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v
Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

LF01066 - Diagnostický a procedurálny ušný trenažér s pneumatickou otoskopickou sadou

Objednávací kód: **4107.LF01066**



Cena bez DPH 2.018,00 Eur

Cena s DPH 2.421,60 Eur

Parametre

Množstevná jednotka ks

Sada obsahuje ako diagnostický a procedurálny ušný trenažér (LF01090), tak pneumatickú otoskopickou sadu (LF01085).

Life / form ® diagnostický a procedurálny ušný trenažér

Teraz so skvelou novinkou. Študenti a nacvičujúci lekári si môžu osvojiť zručnosti potrebné pre kontrolu ľudského ucha za použitia vizuálnych náznakov, správnu diagnózu bežného ochorenia, čistenie ušných kanálikov, odstránenie nežiaduceho telesa a realizáciu myringotomie ušnou trubicou. Tento model je anatomicky presný. Ľavé a pravé ucho v životnej veľkosti učia diagnostickým a procedurálnym technikám a sú rozobratelné pre ľahkú údržbu a uskladnenie. Pre maximálne priblíženie realite môže byť stredné ucho naplnené rôznymi kvapalinami. Vyučujúci kontroluje farbu a konzistenciu kvapalín. Ďalšou vecou pre čo najlepšie priblíženie realite je obsiahnutie deviatich diagnostických náplní s farebnými obrázkami znázorňujúcimi:

- Normálny ušný bubienok
- Zápal stredného ucha s výtokom
- Serózny zápal stredného ucha
- Chronickej zápal stredného ucha s preniknutím do malého a veľkého bubienka
- Dva pohľady na cholesteatom
- Vtiahnutie ušného bubienka
- Tympanoskleróza

Trenažér je dodávaný s dvoma ušami, ušnými bubienkami (približne 100), špeciálne formulovaným ušným voskom, s troma štandardnými náplňami stredného ucha, injekčnou striekačkou, nastaviteľným stojanom a prenosným pevným kufríkom. Otoskop, ventilačné trubice a chirurgické pomôcky nie sú dodávané so sadou.

Life / form ® pneumatická otoskopická súprava

Pneumatická otoskopia je nepostrádateľná pre vyšetrenie ucha, ale štúdie ukázali, že mnohokrát je táto procedúra vykonávaná nesprávne. Táto súprava ukazuje, ako vytvoriť správny tlak vzduchu potrebný na vykonanie správnej pneumatickej otoskopie pre kontrolu pohyblivosti bubienka. Sada obsahuje meradlo pneumatického tlaku, dve pneumatické uši s tlakovými trubicami a sadu približne 100 ušných bubienkov.