

P93SPC-S - Katetrizačná súprava PRO
Objednávací kód: **4111.1023010**



Cena bez DPH

1.453,00 Eur

Cena s DPH

1.743,60 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

So súpravou P93 PRO pre nácvik katetrizácie je možné demonštrovať, nacvičovať a vyhodnocovať katetrizáciu mužského aj ženského močového mechúra, a to ako cez močovú trubicu, tak cez brušnú stenu.

Ľahko vymeniteľné genitálne vložky sú umiestnené v anatomickejšej spodnej časti brušného modelu a sú prichytené pomocou magnetov. Materiál je mäkký a flexibilný: predkožka a pysky sú pohyblivé a penis je pružný. Takto môžu študenti nacvičovať všetky nutné kroky pre katetrizáciu (napr. dezinfekciu). Materiál dáva užívateľovi pri zavádzaní a vyberaní katétru do a z mechúra realistický pocit vďaka realistickému odporu a hĺbke zavedení.

Príma výučba:

Na mužskej genitálnej vložke je možné nastaviť 3 rôzne úrovne zúženia močovodu. Pri nastavení najväčšieho zúženia nie je katetrizácia možná, čo vedie k záveru, že je nutné previesť suprapubické zavedenie katétru.

Výmena a zavádzaní suprapubického močového katétru:

Pokiaľ už nie je možná katetrizácia cez močovú trubicu, je nutné zaviesť suprapubický katéter. Suprapubický katéter zvyčajne lekár zavádza cez brušnú stenu do naplneného močového mechúra a fixuje ho k brušnej stene. Verziu PRO je možné použiť pre nácvik výmeny suprapubického katétru a starostlivosti o neho. Nácvik starostlivosti obsahuje výmenu obväzu, čistenie katétru a dezinfekciu rany.

Výhody katetrizačných simulátorov P93 PRO v niekoľkých bodoch:

- Ženská a mužská katetrizácia s realistickým odporom
- 3 nastaviteľné úrovne zúženia močovodu
- Mäkká a pohyblivá predkožka a pysky (napríklad pre nácvik dezinfekcie)
- Anatomicky realistická štruktúra panve
- Výtok tekutiny pri správnom prevedení katetrizácie
- Je možné pozorovať transparentný mechúr a brušnú stenu je možné odstrániť
- Nácvik výmeny suprapubického katétru a jeho čistenie a starostlivosť o neho
- Možnosť bezpečného postavení na stôl vďaka neskľazovým nohám
- Magnetické konektory pre rýchlu prípravu a demontáž
- Ľahké čistenie a údržba, možné kompletne rozložiť
- Hubovitý materiál vo vnútri zamedzuje tvorbe vlhkosti

Obsah dodávky:

- Realistický model spodnej časti brucha
- Mužská a ženská katetrizačná súprava s priehľadným močovým mechúrom
- Fľaša a trubicové konektory
- Prenosný obal

Poznámka:

Pre katetrizáciu odporúčame použiť katétre iba s jedným alebo dvoma opačnými sacími očkami. Je možné použiť silikónový aj PVC katéter. Odporúčame nasledujúce katétre:

- Zúženie močovodu v polohe „otvorený“ = 16 CH katéter, alebo 14 CH balónikový katéter
- Zúženie v polohe „čiastočné zúženie“ = 14 CH katéter, alebo 12 CH balónikový katéter

Nepoužívajte katétre so zahnutou špičkou!

Tip:

Podľa predpisov pre správnu katetrizáciu, a to aj počas simulácie, by mal byť do močovodu zavedený lubrikačný gél (nie je súčasťou sady) pre zaistení bezproblémového zavádzania katétru. Ako alternatívu môžete lubrikačný gél naniesť na špičku katétru.