

Vibrační diskový mlýn RS 200 s držadlem pro mlecí sady, na kolečkách, 220-230V

Objednávací kód: **1306.207300001**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Príslušenstvo

Mletie

Množstevná jednotka

NIE

Diskové mlyny

ks

Vibrační diskový mlýn RS 200 je zvláště vhodný pro extrémně rychlé mletí, mletí bez ztráty hmotnosti vzorku a reprodukovatelné mletí středně tvrdých, křehkých a vláknitých materiálů. Díky novému "stabilizovanému letadlovému pohonu" běží přístroj plynule a hladce, dokonce i s těžkými mlecími soupravami, při nejvyšší rychlosti. Díky své robustní konstrukci se RS 200 ukázal být ideální pro použití v sektoru stavebních materiálů (cement), geologii, mineralogii, metalurgii a elektrárnách. Vzhledem k vysoké konečné jemnosti a rychlosti je RS 200 ideální mlýn pro přípravu vzorků pro spektrální analýzu.

Vstupní velikost materiálu: < 15 mm

Konečná jemnost: < 20 µm

- reprodukovatelné výsledky díky "Stabilizované řídicí plošině" (zabraňuje omílání mlecí sady)
- variabilní rychlost 700 - 1,500 min-1

- extrémně krátký čas mletí
- rozpoznání achátu a wolfram karbidu pro automatické snížení rychlosti
- možnost uložit 10 programů
- žádné ztráty vzorku díky optimálnímu kroužku ve tvaru "o"
- široká škála materiálů pro mletí bez kontaminace
- odhlučňená mlecí komora
- nové rychloupínací zařízení mlecí sady pro pohodlné a bezpečné upnutí
- bezpečnostní západka
- snadné 1-tlačítkové ovládání s barevným grafickým displejem
- nový úchyt pro mlecí sadu
- nový ergonomický design, který umožňuje vkládat těžké mlecí sady do přístroje blíže k tělu a po kolejnici posouvat na určené místo, což usnadňuje práci v laboratoři