


TNB110 - TruNerveBlock - ultrazvukový model 3v1

Objednávací kód: **4110.TNB110**



Cena bez DPH 2.086,00 Eur

Cena s DPH 2.524,06 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

Tento inovatívny ultrazvukový model 3 v 1 poskytuje praktický výcvik v:

- Ultrazvukom navádzané nervové bloky se schopnosťou overiť umiestnenie hrotu ihly
- Zavedenie ultrazvuku IV se zapuštěnými cievami a realistickým spätným tokom krvi
- Ultrazvukové zobrazenie kostí se štruktúrou zlomené kosti
- Efektívne tréningy v ultrazvukom riadenej regionálnej anestézii

Školenie anesteziologové rozvíjajú, procvičujú a udržiavajú dovednosti nevyhnutné pre použitie ultrazvuku pre vedenie regionálnej anestézie a postupů cievneho prístupu. Simulovaná anestetická tekutina môže byť injikovaná okolo nervu.

Realistický. Odolný. Snadné nastavenie

TruNerve Block je ideálny pre urgentnú medicínu, rádiológiu, chirurgické výcvikové programy, ultrazvukové výcvikové programy, simulačné centra, centra chirurgických dovedností, zdravotnícku vzdelávaciu zariadenia a výrobcu pre ultrazvukové vzdelávanie a demonštrácie.

Vlastnosti modelu

- Obsahuje epidermálnu vrstvu, dve simulované cievy (4 mm), nervový svazok (s okolitými tepnami a žilami), fraktúru kostí a vrstvu fascie
- Nervový svazok umožňuje vstup a odvod tekutiny pre podanie anesteziologickej tekutiny

- Pozitivní průtok tekutiny při přesném přístupu k cévám
- Neustálý průtok krve pro realistický flashback
- Barevné dopplerovské zobrazování toku
- 1000+ incizí jehlou do materiálu TruUltra
- Stopy jehel zmizí po vyjmutí s minimálním poškozením materiálu
- Podélné a příčné anatomické možnosti zobrazení
- Realistická identifikace hrotu jehly a artefaktu
- Použití s jakýmkoli ultrazvukovým zobrazovacím systémem s vhodnou sondou (doporučujeme vysokofrekvenční lineární převodník 5-12 MHz)
- Hmotnost: 1,8 kg [Ultrazvuková vložka = 800 g a podstavec produktu = 1]
- Rozměry: 350 mm x 150 mm x 110 mm (ultrazvuková vložka -160 mm x 140 mm x 40 mm)

Školení lékařských postupů

- Regionální anestezie řízená ultrazvukem
- Cévní přístup řízený ultrazvukem
- IV kanylace (venepunkce a kanylace žíly)
- Injekce simulovaných anestetik s možností vizuálního zadržování vzduchu a tekutin
- Injekce tekutiny kolem nervu
- Identifikace arteriálního a venózního průtoku krve
- Identifikace zlomeniny kosti
- Ultrazvukové vzdělávání a ukázky přístrojů (ideální pro výrobce ultrazvuku)